



LAWTON

MEDIZINTECHNIK



Instrumente für die Mikrodiskektomie

Instruments for the Microdiscectomy

Instrumentos para la microdissectomía

Instrumentes pour la microdiscetomie

Strumentario per microdischectomia


Instrumente für die zervikale Mikrodiskektomie

Instruments for the cervical microdiscectomy

Instrumentos para la microdissectomía cervical

Instruments pour la microdissectomie cervicale

Strumentario per microdissectomia cervicale




Die zervikale Mikrodiskektomie wird nach einem Bandscheibenprolaps notwendig, um die hervorgerufenen symptomatischen Schmerzen zu beheben, die bei Druck auf die angrenzenden Nervenbündel entstehen.

Cervical microdiscectomy is necessary, after a herniated vertebral disc, to resolve the symptomatic pain that is caused through the pressure on the nerves.

La microdissectomía cervical es necesaria, después de una hernia intervertebral, para quitar los dolores sintomáticos ocasionados por la presión en el manojó de nervios adyacentes.

La microdissectomie cervicale est nécessaire pour éliminer les douleurs causées par la compressions des nerfs (hernie avec prolapsus discal).

La microdissectomia cervicale é necessaria per eliminare i dolori causati dall'ernia con prolasso discale dovuti alla pressione esercitata sui nervi circostanti.



Durch die feinen und präzisen Instrumente wurde eine Verbesserung der OP-Technik erreicht, was sich in weniger posttraumatischen Schmerzen, einer höheren Erfolgsquote und einer verkürzten Erholungszeit, zeigt.

With the use of finer and more precise instruments, this operation method has significantly improved during recent years giving less pain, a higher success rate and a shorter patient recovery period.

Con instrumentos más finos y precisos se han logrado mejoras en la técnica de operaciones que se refleja en menos dolores postraumáticos, en una cuota de éxito más alta y en un tiempo de recuperación más corto.

Avec l'utilisation des instruments délicats appropriés on va pouvoir améliorer la technique d'opération. S'ensuivra une nette diminution de douleur post-traumatique, une guérison plus rapide et un taux de réussite en hausse.

L'utilizzo di strumentario delicato migliora di fatto la tecnica operatoria. Questo comporta una diminuzione dei dolori posttraumatici, una guarigione veloce ed una percentuale più alta di successo.

Durch die bajonettförmige Ausführung wird eine optimale Sicht auf das enge Operationsfeld ermöglicht. Der ergonomische Griff, der wie eine Verlängerung des Fingers wirkt, kombiniert mit enormer Schärfe der Schneidkante, helfen dem Anwender das bestmögliche Ergebnis zu erzielen.

Due to their bayonet shaped design, the LAWTON Instruments provide an optimal view on the narrow operating field. Additionally the ergonomic handle, that works like an extension of the finger, combined with the extreme sharpness of the cutting tip, is helping the users to achieve the best possible result for the patient.

El diseño, forma bayoneta, permite una vista óptima sobre el área quirúrgica reducida para los instrumentos. El diseño ergonómico del mango, que parece una prolongación del dedo, combinado con buenos cantos afilados, ayudan al usuario a obtener el mejor resultado posible.

La forme meme de la baionette, permet une visibilité bien meilleure du champ opératoire. La manche ergonomique ayant la même fonction qu'un doigt prolongé et cela en combinaison un biseau affuté aide l'utilisateur à obtenir un résultat optimal.

La forma a baionetta permette una visione migliore del campo operatorio. Il manico ergonomico che opera come estensione del dito, in combinazione con l'affilatura perfetta dell'angolo di taglio aiutano l'operatore ad ottenere il miglior risultato possibile per il paziente.





Laminektomie-Stanzen, bajonettförmig

Laminectomy Punches, bayonet-shaped

Pinzas cortantes para laminectomía, en forma bayoneta

Pinces emporte-pièces à laminectomie en forme de baïonnette

Pinze per laminectomia a baionetta



FERRIS-SMITH-KERRISON

45-1195

- 45-1199-C

nach oben schneidend 130°

upwards cutting 130°

cortante hacia arriba 130°

coupant vers le haut 130°

taglio a 130° verso l'alto

Kat. Nr. Cat. No. Núm. ref. No. réf. N° cat.	Bissbreite Width of bite Anchura de la boca Largeur des mors Larghezza del morso	Bajonettversatz Bayonet height Decalaje bayoneta Décalage Spostamento	Schaftlänge Length of shaft Longitud del vástago Longueur de la tige Lunghezza dell'asta	Nutzlänge Working length Longitud útil Longueur utile Lunghezza operativa
45-1195	1 mm	20 mm	205 mm	130 mm
► 45-1196	2 mm	20 mm	205 mm	130 mm
45-1197	3 mm	20 mm	205 mm	130 mm
45-1198	4 mm	20 mm	205 mm	130 mm
45-1199	5 mm	20 mm	205 mm	130 mm

= ohne Keramikbeschichtung

= without ceramic coating

= sin capa de cerámica

= sans couche de céramique

= senza trattamento superficiale in ceramica

Kat. Nr. Cat. No. Núm. ref. No. réf. N° cat.	Bissbreite Width of bite Anchura de la boca Largeur des mors Larghezza del morso	Bajonettversatz Bayonet height Decalaje bayoneta Décalage Spostamento	Schaftlänge Length of shaft Longitud del vástago Longueur de la tige Lunghezza dell'asta	Nutzlänge Working length Longitud útil Longueur utile Lunghezza operativa
45-1195-C	1 mm	20 mm	205 mm	130 mm
45-1196-C	2 mm	20 mm	205 mm	130 mm
45-1197-C	3 mm	20 mm	205 mm	130 mm
45-1198-C	4 mm	20 mm	205 mm	130 mm
45-1199-C	5 mm	20 mm	205 mm	130 mm

= mit Keramikbeschichtung

= with ceramic coating

= con capa de cerámica

= avec couche de céramique

= trattamento superficiale in ceramica



Instrumente für die zervikale Mikrodissektomie

Instruments for the cervical microdissectomy

Instrumentos para la microdissectomía cervical

Instrumentos pour la microdissectomie cervicale

Strumentario per microdissectomia cervicale



57-0400
- **57-0423**
21 cm, 8¼"



57-0425

Nervhäkchen
Nerve hook
Ganchito para nervio
Crochet à nerfs
Uncino per nervi












57-0421

Mikro-Nervenhäkchen
Micro nerve hook
Micro ganchito para nervio
Micro crochet à nerfs
Microuncino per nervi



57-0423

Zervikal Wirbelwachser
Cervical bone waxer
Rasqueta para vértebra, cervical
Raclette pour les vertèbres cervicales
Raschietto per vertebre cervicali

	 1/1	 1/1	 1/1	 1/1
	gerade / vorwärts straight / forward recta / hacia adelante droit / en avant retto / in avanti	abgewinkelt / vorwärts angled / forward angulada / hacia adelante coudé / en avant angolato / in avanti	gerade / rückwärts straight / backward recta / hacia atrás droit / en arrière retto / retornado	abgewinkelt / rückwärts angled / backward angulada / hacia atrás coudé / en arrière angolato / retornado
 1/1 Fig. 0000	57-0403	57-0408	57-0413	57-0418
 1/1 Fig. 000	57-0402	57-0407	57-0412	57-0417
 1/1 Fig. 00	57-0401	57-0406	57-0411	▶ 57-0416
 1/1 Fig. 0	57-0400	57-0405	57-0410	57-0415
 1/1 cortical	57-0404	57-0409	57-0414	57-0419



57-0460
- **57-0487**
24 cm, 9½"



▶ 57-0485

Nervhäkchen
Nerve hook
Ganchito para nervio
Crochet à nerfs
Uncino per nervi












57-0481

Mikro-Nervenhäkchen
Micro nerve hook
Micro ganchito para nervio
Micro crochet à nerfs
Microuncino per nervi



57-0487

Zervikal Wirbelwachser
Cervical bone waxer
Rasqueta para vértebra, cervical
Raclette cervicale
Raschietto per vertebre cervicali

	 1/1	 1/1	 1/1	 1/1
	gerade / vorwärts straight / forward recta / hacia adelante droit / en avant retto / in avanti	abgewinkelt / vorwärts angled / forward angulada / hacia adelante coudé / en avant angolato / in avanti	gerade / rückwärts straight / backward recta / hacia atrás droit / en arrière retto / retornado	abgewinkelt / rückwärts angled / backward angulada / hacia atrás coudé / en arrière angolato / retornado
 1/1 Fig. 0000	57-0463	57-0468	57-0473	57-0478
 1/1 Fig. 000	57-0462	57-0467	57-0472	57-0477
 1/1 Fig. 00	57-0461	57-0466	57-0471	57-0476
 1/1 Fig. 0	57-0460	57-0465	57-0470	57-0475
 1/1 cortical	57-0464	57-0469	57-0474	57-0479

Instrumente für die zervikale Mikrodiskektomie

Instruments for the cervical microdiscectomy










Instrumentos para la microdissectomía cervical

Instrumentos pour la microdissectomie cervicale

Strumentario per microdissectomia cervicale



57-0430
- **57-0458**
24 cm, 9½"

	 1/1	 1/1	 1/1	 1/1	 1/1	 1/1
	gerade / vorwärts straight / forward recta / hacia adelante droit / en avant retto / in avanti	abgewinkelt / vorwärts angled / forward angulada / hacia adelante coudé / en avant angolato / in avanti	abwärts / vorwärts down / forward hacia abajo / hacia adelante en bas / en avant in basso / in avanti	gerade / rückwärts straight / backward recta / hacia atrás droit / en arrière retto / retrogado	abgewinkelt / rückwärts angled / backward angulada / hacia atrás coudé / en arrière angolato / retrogado	abwärts / rückwärts down / backward hacia abajo / hacia atrás en bas / en arrière in basso / retrogado
 1/1 Fig. 0	57-0430	57-0433	57-0436	57-0440	57-0443	57-0446
 1/1 Fig. 1	57-0431	57-0434	57-0437	57-0441	57-0444	57-0447
 1/1 Fig. 2	57-0432	57-0435	57-0438	57-0442	57-0445	57-0448



PENFIELD
57-0455 #4

Dissektor
Dissector
Disector
Dissecteur
Dissetore



PENFIELD
57-0453 #1

Dissektor
Dissector
Disector
Dissecteur
Dissetore



PENFIELD
▶ **57-0454 #2**

Dissektor
Dissector
Disector
Dissecteur
Dissetore



57-0456

Nervhäkchen
Nerve hook
Ganchito para nervio
Crochet à nerfs
Uncino per nervi



57-0457

Zervikal Wirbelwachser
Cervical bone waxer
Rasqueta para vértebra, cervical
Raclette pour les vertèbres cervicales
Raschietto per vertebre cervicali



57-0458

Wirbelsäulensonde
Spine probe
Sonda para columna vertebral
Sonde pour les vertèbres cervicales
Sonda per vertebre cervicali



57-0500
- **57-0514**
26 cm, 10¼"















57-0513
3 mm


Dissektor, gerade
Dissector, straight
Disector, recto
Dissecteur, droite
Dissetore, retto



57-0514
5 mm

Dissektor, gerade
Dissector, straight
Disector, recto
Dissecteur, droite
Dissetore, retto

abgewinkelt, vorwärts angled, forward angulada, hacia adelante coudé, en avant angolato, in avanti	 1/1 Fig. 1	 1/1 Fig. 2	 1/1 Fig. 3	 1/1 Fig. 4	 1/1 Fig. 5
 1/1	57-0500	57-0501	▶ 57-0502	57-0503	57-0504
abgewinkelt, rückwärts angled, backward angulada, hacia atrás coudé, en arrière angolato, retrogado	 1/1 Fig. 1	 1/1 Fig. 2	 1/1 Fig. 3	 1/1 Fig. 4	 1/1 Fig. 5
 1/1	57-0505	57-0506	57-0507	57-0508	57-0509









Instrumente für die zervikale Mikrodissektomie

Instruments for the cervical microdissectomy
 Instrumentos para la microdissectomía cervical
 Instruments pour la microdissectomie cervicale
 Strumentario per microdissectomia cervicale



57-0060
- 57-0072
 21 cm, 8¼"

Mikro-Küretten
 Micro curettes
 Micro curetas
 Micro curettes
 Microcurette

	 1/1	 1/1	 1/1
	gerade straight recta droit retto	45° abgewinkelt 45° angled 45° angulada 45° coudé 45° angolato	80° abwärts 80° down 80° hacia abajo 80° en bas 80° verso il basso
 Fig. 0000	57-0062	▶ 57-0067	57-0072
 Fig. 000	57-0061	57-0066	57-0071
 Fig. 00	57-0060	57-0065	57-0070

▶ 1/2



	190 mm (L)
ø 0,5 mm	31-0722
ø 1,0 mm	31-0723
ø 1,5 mm	31-0724
ø 2,0 mm	31-0725
ø 2,5 mm	31-0726
ø 3,0 mm	31-0727
ø 3,5 mm	▶ 31-0728
ø 4,0 mm	31-0729
ø 4,5 mm	31-0730
ø 5,0 mm	31-0731

DE BAKEY
(GARRETT)
31-0722
- 31-0733

Gefäßdilatoren, biegsam
 Vascular dilators, malleable
 Dilatadores vasculares, maleable
 Dilatateurs vasculaires, malléables
 Dilatatori vascolari, malleabili

▶ 1/2



	140 mm (L)	170 mm (L)	240 mm (L)
ø 0,5 mm	31-0780	31-0771	31-0790
ø 1,0 mm	31-0781	31-0772	31-0791
ø 1,5 mm	31-0782	31-0773	31-0792
ø 2,0 mm	31-0783	31-0774	31-0793
ø 2,5 mm	31-0784	31-0776	31-0794
ø 3,0 mm	31-0785	31-0777	31-0795
ø 3,5 mm	31-0786	▶ 31-0778	31-0796

NITINOL
31-0780
- 31-0796

Gefäßdilatoren, biegsam, aus NITINOL
 Vascular dilators, malleable, made of NITINOL
 Dilatadores vasculares, maleable, de NITINOL
 Dilatateurs vasculaires, malléables, en NITINOL
 Dilatatori vascolari, malleabili, in NITINOLO

▶ 1/2

Instrumente für die zervikale Mikrodissektomie

Instruments for the cervical microdissectomy

Instrumentos para la microdissectomía cervical

Instrumentos pour la microdissectomie cervicale

Strumentario per microdissectomia cervicale



45°
1/1

57-0155 1 mm
57-0155-TI 1 mm
57-0156 2 mm
57-0156-TI 2 mm
57-0157 3 mm
57-0157-TI 3 mm

Dissektoren, abgewinkelt
Dissectors, angled
Disectores, angulados
Dissecteurs, coudés
Dissettori, angolati

1/1

57-0160 1,0 mm
57-0160-TI 1,0 mm
57-0161 1,5 mm
57-0161-TI 1,5 mm
57-0162 2,0 mm
57-0162-TI 2,0 mm

Dissektoren, gebogen
Dissectors, curved
Disectores, curvo
Dissecteurs, coudés
Dissettori, curvi

1/1

57-0158 2,8 mm
57-0158-TI 2,8 mm

Elevatoren, gebogen
Dissectors, curved
Disectores, curvo
Dissecteurs, coudés
Dissettori, curvi

1/1

57-0159 1,2 mm
57-0159-TI 1,2 mm

Elevatoren, abgewinkelt
Dissectors, angled
Disectores, angulados
Dissecteurs, coudés
Dissettori, angolati

1/1

57-0163
57-0163-TI

Nadeln, gerade
Needles, straight
Agujas, rectas
Aiguilles, droites
Aghi, retti

45°
1/1

57-0164 3 mm
57-0164-TI 3 mm

Häckchen, abgewinkelt, halbscharf
Hooks, angled, semi-sharp
Ganchitos, angulados, semi-aguda
Crochets, coudés, semi-aigue
Uncini, angolati, semiacuti

90°
1/1

57-0165 2 mm
57-0165-TI 2 mm

Häckchen, abgewinkelt, halbscharf
Hooks, angled, semi-sharp
Ganchitos, angulados, semi-aguda
Crochets, coudés, semi-aigue
Uncini, angolati, semiacuti

90°
1/1

57-0166 2 mm
57-0166-TI 2 mm

Häckchen, abgewinkelt, stumpf
Hooks, angled, blunt
Ganchitos, angulados, romo
Crochets, coudés, mousse
Uncini, angolati, smussi

1/1

57-0167 1 x 2 mm
57-0167-TI 1 x 2 mm

Küretten, gerade
Curettes, straight
Curetas, rectas
Curettes, droites
Curette, rette

45°
1/1

57-0168 1 x 2 mm
57-0168-TI 1 x 2 mm

Küretten, abgewinkelt
Curettes, angled
Curetas, anguladas
Curettes, coudés
Curette, angolate

ø 0,8 mm
1/1

57-0169
57-0169-TI

Sonden, gerade
Probes, straight
Sondas, rectas
Sondes, droites
Sonde, rette

ø 0,8 mm
40°
1/1

57-0170 4 mm
57-0170-TI 4 mm
57-0171 8 mm
57-0171-TI 8 mm

Sonden, abgewinkelt
Probes, angled
Sondas, anguladas
Sondes, coudés
Sonde, angolate

ø 0,8 mm
90°
1/1

57-0172 3 mm
57-0172-TI 3 mm
57-0173 5 mm
57-0173-TI 5 mm

Sonden, abgewinkelt
Probes, angled
Sondas, anguladas
Sondes, coudés
Sonde, angolate

-TI = aus TITAN
-TI = made of TITANIUM
-TI = de TITANIO
-TI = en TITANE
-TI = in TITANIO

1/2

RHOTON
57-0155
- 57-0173-TI
19 cm, 7½"




Sterilisierbehälter

Sterilizing Boxes

Contenedores esterilizadores


Boîtes pour stérilisation

Container per sterilizzazione



RHOTON 220 x 220 x 35 cm (A x B x C)
57-0174

Sterilisiersiebschale mit Silikonhalterungen, für 19 Instrumente (57-0155 - 57-0173-TI)
Sterilising tray, with silicone holders, for 19 Instruments (57-0155 - 57-0173-TI)
Cestilla de esterilización con soporte de silicona para 19 instrumentos (57-0155 - 57-0173-TI)
Plateau de stérilisation, supports en silicone pour 19 instruments (57-0155 - 57-0173-TI)
Cestelli in lamiera con supporto in silicone, per 19 strumenti (57-0155 - 57-0173-TI)



57-0499 455 x 255 x 55 cm (A x B x C)

Sterilisiersiebschale mit Silikonhalterungen, für 12 Instrumente (57-0400 - 57-0514)
Sterilising tray, with silicone holders, for 12 Instruments (57-0400 - 57-0514)
Cestilla de esterilización con soporte de silicona para 12 instrumentos (57-0400 - 57-0514)
Plateau de stérilisation, supports en silicone pour 12 instruments (57-0400 - 57-0514)
Cestelli in lamiera con supporto in silicone, per 12 strumenti (57-0400 - 57-0514)

Weiteres Sterilisationszubehör finden Sie in unserem Container System Prospekt Nr. 09/127!

For additional sterilisation accessories please our Container System leaflet No. 09/127!

Más accesorios para la esterilización se encuentran en nuestro folleto Sistema de contenedores núm 09/127!

D'autres accessoires pour stérilisation sont cités dans notre prospectus „système de containers no. 09/127“!

Troverete ulteriori accessori per la sterilizzazione nel nostro depliant „sistema di contenitori N° 09/127“!



Empfohlene Instrumentensätze

Suggested Instrument Sets

Cajas de instrumentos recomendadas

Des sets d'instrumentation proposés

Set di strumentario consigliati



	Article No.	Description	Qty.	Page
1.	57-0500	Curette, Fig. 1, forward, angled, 260 mm	1	5
2.	57-0505	Curette, Fig. 1, backward, angled, 260 mm	1	5
3.	57-0501	Curette, Fig. 2, forward, angled, 260 mm	1	5
4.	57-0506	Curette, Fig. 2, backward, angled, 260 mm	1	5
5.	57-0502	Curette, Fig. 3, forward, angled, 260 mm	1	5
6.	57-0507	Curette, Fig. 3, backward, angled, 260 mm	1	5
7.	57-0503	Curette, Fig. 4, forward, angled, 260 mm	1	5
8.	57-0508	Curette, Fig. 4, backward, angled, 260 mm	1	5
9.	57-0504	Curette, Fig. 5, forward, angled, 260 mm	1	5
10.	57-0509	Curette, Fig. 5, backward, angled, 260 mm	1	5
11.	57-0513	Dissector, straight, 3 mm, 260 mm	1	5
12.	57-0514	Dissector, straight, 5 mm, 260 mm	1	5
13.	57-0499	Sterilizing rack for 12 Instruments	1	8



	Article No.	Description	Qty.	Page
1.	57-0430	Curette, straight / forward, Fig 0, 240 mm	1	5
2.	57-0431	Curette, straight / forward, Fig 1, 240 mm	1	5
3.	57-0432	Curette, straight / forward, Fig 2, 240 mm	1	5
4.	57-0433	Curette, angled / forward, Fig 0, 240 mm	1	5
5.	57-0434	Curette, angled / forward, Fig 1, 240 mm	1	5
6.	57-0435	Curette, angled / forward, Fig 2, 240 mm	1	5
7.	57-0436	Curette, down / forward, Fig 0, 240 mm	1	5
8.	57-0437	Curette, down / forward, Fig 1, 240 mm	1	5
9.	57-0438	Curette, down / forward, Fig 2, 240 mm	1	5
10.	57-0440	Curette, straight / backward, Fig 0, 240 mm	1	5
11.	57-0441	Curette, straight / backward, Fig 1, 240 mm	1	5
12.	57-0442	Curette, straight / backward, Fig 2, 240 mm	1	5
13.	57-0443	Curette, angled / backward, Fig 0, 240 mm	1	5
14.	57-0444	Curette, angled / backward, Fig 1, 240 mm	1	5
15.	57-0445	Curette, angled / backward, Fig 2, 240 mm	1	5
16.	57-0446	Curette, down / backward, Fig 0, 240 mm	1	5
17.	57-0447	Curette, down / backward, Fig 1, 240 mm	1	5
18.	57-0448	Curette, down / backward, Fig 2, 240 mm	1	5
19.	57-0453	Dissector, slightly curved, Fig 1, 240 mm	1	5
20.	57-0454	Dissector, curved, Fig 2, 240 mm	1	5
21.	57-0456	Nerve hook, 240 mm	1	5
22.	57-0455	Dissector, curved, Fig 4, small pattern, 240 mm	1	5
23.	57-0457	Cervical Bone Waxer, serrated, 240 mm	1	5
24.	57-0458	Spine probe, double angled, 240 mm	1	5
25.	57-0499	Sterilizing rack for 12 instruments	2	8



Empfohlene Instrumentensätze
 Suggested Instrument Sets
 Cajas de instrumentos recomendadas
 Des sets d'instrumentation proposés
 Set di strumentario consigliati



	Article No.	Description	Qty.	Page
1.	57-0460	Curette, straight / forward, Fig 0, 240 mm	1	4
2.	57-0461	Curette, straight / forward, Fig 00, 240 mm	1	4
3.	57-0462	Curette, straight / forward, Fig 000, 240 mm	1	4
4.	57-0463	Curette, straight / forward, Fig 0000, 240 mm	1	4
5.	57-0464	Cervical Bone Cutter, straight / forward, 240 mm	1	4
6.	57-0465	Curette, angled / forward, Fig 0, 240 mm	1	4
7.	57-0466	Curette, angled / forward, Fig 00, 240 mm	1	4
8.	57-0467	Curette, angled / forward, Fig 000, 240 mm	1	4
9.	57-0468	Curette, angled / forward, Fig 0000, 240 mm	1	4
10.	57-0469	Cervical Bone Cutter, angled / forward, 240 mm	1	4
11.	57-0470	Curette, straight / backward, Fig 0, 240 mm	1	4
12.	57-0471	Curette, straight / backward, Fig 00, 240 mm	1	4
13.	57-0472	Curette, straight / backward, Fig 000, 240 mm	1	4
14.	57-0473	Curette, straight / backward, Fig 0000, 240 mm	1	4
15.	57-0474	Cervical Bone Cutter, straight / backward, 240 mm	1	4
16.	57-0475	Curette, angled / backward, Fig 0, 240 mm	1	4
17.	57-0476	Curette, angled / backward, Fig 00, 240 mm	1	4
18.	57-0477	Curette, angled / backward, Fig 000, 240 mm	1	4
19.	57-0478	Curette, angled / backward, Fig 0000, 240 mm	1	4
20.	57-0479	Cervical Bone Cutter, angled / backward, 240 mm	1	4
21.	57-0485	Nerve hook, 240 mm	1	4
22.	57-0481	Micro nerve hook, 240 mm	1	4
23.	57-0487	Cervical bone waxer, 240 mm	1	4
24.	57-0499	Sterilizing rack for 12 instruments	2	8



	Article No.	Description	Qty.	Page
1.	57-0400	Curette, straight / forward, Fig 0, 210 mm	1	4
2.	57-0401	Curette, straight / forward, Fig 00, 210 mm	1	4
3.	57-0102	Curette, straight / forward, Fig 000, 210 mm	1	4
4.	57-0403	Curette, straight / forward, Fig 0000, 210 mm	1	4
5.	57-0404	Cervical Bone Cutter, straight / forward, 210 mm	1	4
6.	57-0405	Curette, angled / forward, Fig 0, 210 mm	1	4
7.	57-0406	Curette, angled / forward, Fig 00, 210 mm	1	4
8.	57-0407	Curette, angled / forward, Fig 000, 210 mm	1	4
9.	57-0408	Curette, angled / forward, Fig 0000, 210 mm	1	4
10.	57-0409	Cervical Bone Cutter, angled / forward, 210 mm	1	4
11.	57-0410	Curette, straight / backward, Fig 0, 210 mm	1	4
12.	57-0411	Curette, straight / backward, Fig 00, 210 mm	1	4
13.	57-0412	Curette, straight / backward, Fig 000, 210 mm	1	4
14.	57-0413	Curette, straight / backward, Fig 0000, 210 mm	1	4
15.	57-0414	Cervical Bone Cutter, straight / backward, 210 mm	1	4
16.	57-0415	Curette, angled / backward, Fig 0, 210 mm	1	4
17.	57-0416	Curette, angled / backward, Fig 00, 210 mm	1	4
18.	57-0417	Curette, angled / backward, Fig 000, 210 mm	1	4
19.	57-0418	Curette, angled / backward, Fig 0000, 210 mm	1	4
20.	57-0419	Cervical Bone Cutter, angled / backward, 210 mm	1	4
21.	57-0425	Nerve hook, 210 mm	1	4
22.	57-0421	Micro nerve hook, 210 mm	1	4
23.	57-0413	Cervical bone waxer, 210 mm	1	4
24.	57-0499	Sterilizing rack for 12 instruments	2	8



Nummernverzeichnis

Number Index

Índice de números de referencias

Index des numéros de références

Indice dei codici



Kat.- Nr.	Seite	Kat.- Nr.	Seite	Kat.- Nr.	Seite
Cat. No.	Page	Cat. No.	Page	Cat. No.	Page
Núm. Ref.	Página	Núm. Ref.	Página	Núm. Ref.	Página
No. Réf.	Page	No. Réf.	Page	No. Réf.	Page
No. Cat.	Pagina	No. Cat.	Pagina	No. Cat.	Pagina
31		57-0159	7	57-0440	5
31-0722	6	57-0159-TI	7	57-0441	5
31-0723	6	57-0160	7	57-0442	5
31-0724	6	57-0160-TI	7	57-0443	5
31-0725	6	57-0161	7	57-0444	5
31-0726	6	57-0161-TI	7	57-0445	5
31-0727	6	57-0162	7	57-0446	5
31-0728	6	57-0162-TI	7	57-0447	5
31-0729	6	57-0163	7	57-0448	5
31-0730	6	57-0163-TI	7	57-0453	5
31-0731	6	57-0164	7	57-0454	5
31-0771	6	57-0164-TI	7	57-0455	5
31-0772	6	57-0165	7	57-0456	5
31-0773	6	57-0165-TI	7	57-0457	5
31-0774	6	57-0166	7	57-0458	5
31-0776	6	57-0166-TI	7	57-0460	4
31-0777	6	57-0167	7	57-0461	4
31-0778	6	57-0167-TI	7	57-0462	4
31-0780	6	57-0168	7	57-0463	4
31-0782	6	57-0168-TI	7	57-0464	4
31-0783	6	57-0169	7	57-0465	4
31-0784	6	57-0169-TI	7	57-0466	4
31-0785	6	57-0170	7	57-0467	4
31-0786	6	57-0170-TI	7	57-0468	4
31-0790	6	57-0171-TI	7	57-0469	4
31-0791	6	57-0172	7	57-0470	4
31-0792	6	57-0172-TI	7	57-0471	4
31-0793	6	57-0173	7	57-0472	4
31-0794	6	57-0173-TI	7	57-0473	4
31-0795	6	57-0174	8	57-0474	4
31-0796	6	57-0400	4	57-0475	4
45		57-0401	4	57-0476	4
45-1195	3	57-0402	4	57-0477	4
45-1195-C	3	57-0403	4	57-0478	4
45-1196	3	57-0404	4	57-0479	4
45-1196-C	3	57-0405	4	57-0481	4
45-1197	3	57-0406	4	57-0485	4
45-1197-C	3	57-0407	4	57-0487	4
45-1198	3	57-0408	4	57-0459	8
45-1198-C	3	57-0409	4	57-0500	5
45-1199	3	57-0410	4	57-0501	5
45-1199-C	3	57-0411	4	57-0502	5
57		57-0412	4	57-0503	5
57-0060	6	57-0413	4	57-0504	5
57-0061	6	57-0414	4	57-0505	5
57-0062	6	57-0415	4	57-0506	5
57-0065	6	57-0416	4	57-0507	5
57-0066	6	57-0417	4	57-0508	5
57-0067	6	57-0418	4	57-0509	5
57-0070	6	57-0419	4	57-0513	5
57-0071	6	57-0421	4	57-0514	5
57-0072	6	57-0423	4		
57-0155	7	57-0425	4		
57-0155-TI	7	57-0430	5		
57-0156	7	57-0431	5		
57-0156-TI	7	57-0432	5		
57-0157	7	57-0433	5		
57-0157-TI	7	57-0434	5		
57-0158	7	57-0435	5		
57-0158-TI	7	57-0436	5		
		57-0437	5		
		57-0438	5		

Ihr Fachhändler:
Your distributor:
Su distribuidor:
Votre distributeur:
Il Vs. distributore è:

LAWTON
MEDIZINTECHNIK

LAWTON GmbH & Co. KG
Württemberg Str. 23 D-78567 Fridingen/Germany
Telefon: +49 (0) 7463 99 65-0 Telefax: +49 (0) 7463 99 65-20
e-mail: info@lawton.de <http://www.lawton.de>