






Non - Stick Gold

Bipolar-Pinzetten mit Antihafbeschichtung
Bipolar non-sticking forceps

- 
 Kein Anhaften von Biogewebe
No sticking of biological tissue
- 
 Autoklavierbar bei 134°C / 20 min.
Autoclavable at 134°C / 20 min.
- 
 Exzellentes Preis-Leistungsverhältnis
Excellent price-performance ratio



Artikelnummer reference n°	Pinzettenlänge length of forceps	Spitze tip		Beschreibung description
607-020	110 mm	6 mm x 0,5 mm		gerade straight
607-027	160 mm	8 mm x 2 mm		gerade straight
607-029	195 mm	8 mm x 2 mm		gerade straight
607-030	220 mm	8 mm x 2 mm		gerade straight
607-039	160 mm	8 mm x 1 mm		gerade straight
607-040	195 mm	8 mm x 1 mm		gerade straight
607-001	195 mm	8 mm x 1 mm		abgewinkelt angled
607-007	195mm	8 mm x 2 mm		abgewinkelt angled
607-014	160 mm	6 mm x 1 mm		abgewinkelt angled
607-002	195 mm	6 mm x 1 mm		bajonett bayonet

BOWA - The Current Power in Electrosurgery!